

# La Scala di MEWS

	3	2	1	0	1	2	3	Punteggio
Pressione arteriosa sistolica (PAS)	≤ 70 mmHg	71-80 mmHg	81-100 mmHg	101-199 mmHg		≥ 200 mmHg		<input type="text"/>
Frequenza Cardiaca (FC)		<40 b/m	41/50 b/m	51/100 b/m	101-110 b/m	111-129 b/m	≥ 130 b/m	<input type="text"/>
Frequenza respiratoria (FR)		<9 atti/min		9/14 atti/min	15/20 atti/min	21/29 atti/min	≥ 30 atti/min	<input type="text"/>
Temperatura (TC)		<35 °C		35/38.4 °C		≥38.5 °C		<input type="text"/>
AVPU				Alert - Pz sveglia	Verbal - risponde allo stimolo verbale	Pain - risponde allo stimolo doloroso	Non risponde	<input type="text"/>
								<input type="text"/>

Il **punteggio** che si ottiene dalla scala va **da un minimo di 0 ad un massimo di 14**.

Gli studi mostrano che un **punteggio uguale o superiore a 5** identifica un **paziente critico ed instabile**, le cui condizioni possono velocemente evolvere verso un ricovero in terapia intensiva o addirittura alla morte.

Per tutti gli altri pazienti con valori nella norma, il MEWS è comunque uno strumento importante per **evidenziare tempestivamente un peggioramento** delle condizioni cliniche.